

ベッド・  
ベッド  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器認知症  
老人徘徊  
感知機器


手すり

歩行  
補助杖

## スロープ

## スロープの走行における注意点

降りる時は、介助者が後ろ向きになり、支えるように降りましょう。



## スロープの選び方

※適用傾斜角度は車椅子の種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。  
※段差に対し最低でも4倍以上の長さのスロープをお使いください。

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品


スロープ

移動用  
リフト・  
つり具介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報


歩行器	段差の高さ スロープの 長さ	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm	45cm	50cm	60cm	70cm
	65cm												
	70cm												
	85cm												
	87.5cm												
	100cm												
	120cm												
	125cm												
	135cm												
	150cm												
	165cm												
	175cm												
	200cm												
	205cm												
	240cm												
	245cm												
	255cm												
	285cm												




**税込価格で表記しています。( 非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) 単位:cm**  
サービスコード/スロープ 介護給付: 171008 予防給付: 671008

ベッド・  
ベッド  
付属品**ダンスロープエアー**

ダンロップホームプロダクツ

**1. 業界最軽量クラス**

スロープのリーディングカンパニーとして、培われた軽量化・安全・安心・設計技術を生かし、業界最軽量クラスのダンスロープエアーを開発。

**3. 安全性の確保**

高さ3cmのエッジで脱輪を軽減。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。上端部にスロープの正しい設置位置マークを表示し、安全なご利用を促しています。

**2. 汎用性の向上**

全サイズ70.4cm幅とし、今まで設置不可能であった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。また、サイズ展開も6サイズとなり様々な住宅環境に適応可能です。

**4. 補修性の向上**

貸与事業者様における補修作業を簡便化。

床ずれ  
防止用具体位  
変換器認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖


歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具介護保険  
購入  
対象品**ダンスロープライト・スリム**

ダンロップホームプロダクツ



R-85SL 材質: ガラスファイバー FRP  
R-125SL ~ R-285SL: カーボンファイバー FRP



より軽く、より安全なスリム設計のスロープです。エッジ(高さ3.5cm。R-85SLは高さ2.5cm)により脱輪の危険性を低減。

※製法上サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
R-85SL	85	約4	28-0973-1	00532-000022	400 円	800 円	1,200 円	4,000 円
R-125SL	125	約5	28-0974-1	00532-000021	600 円	1,200 円	1,800 円	6,000 円
R-165SL	165	約7	28-0975-1	00532-000020	600 円	1,200 円	1,800 円	6,000 円
R-205SL	205	約9	28-0976-1	00532-000019	700 円	1,400 円	2,100 円	7,000 円
R-245SL	245	約11	28-0977-1	00532-000018	1,000 円	2,000 円	3,000 円	10,000 円
R-285SL	285	約13	28-0972-1	00532-000017	1,200 円	2,400 円	3,600 円	12,000 円

販売品

情報

ベッド・  
ベッド  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報




## スロープ

## ケアスロープ

ケアメディックス

材質:FRP+アルミ



商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CS-65	65	約3	28-0979-1	00093-000015	300 円	600 円	900 円	3,000 円
CS-100	100	約5	28-0980-1	00093-000016	400 円	800 円	1,200 円	4,000 円
CS-120	120	約6	28-0981-1	00093-000017	600 円	1,200 円	1,800 円	6,000 円
CS-150	150	約8	28-0982-1	00093-000018	600 円	1,200 円	1,800 円	6,000 円
CS-175	175	約9	28-0983-1	00093-000019	600 円	1,200 円	1,800 円	6,000 円
CS-200	200	約10	28-0984-1	00093-000020	700 円	1,400 円	2,100 円	7,000 円
CS-240C	240	約12	28-1015-1	00093-000021	900 円	1,800 円	2,700 円	9,000 円
CS-285C	285	約15	28-1092-1	00093-000038	1,100 円	2,200 円	3,300 円	11,000 円

## STEP 1



- 介助者の状況を確認し、選定してください。
- 段差の高さを確認し、スロープの長さだけでなく角度も含めて選定してください。

老老介護の場合 推奨角度8°  
スロープの長さ  
II  
段差の高さ × 8倍以上


## ケアスロープ選定理由例

«CS-175»  
玄関に約20cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能であり、転倒を防止し介助負担を軽減するために選定。

«CS-240C»  
玄関に約30cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能で脱輪防止エッジがあり車いすが安全に移動できるスロープとして選定。

## STEP 2


日本家屋に多い狭い間口・場所でも設置可能な、幅狭設計です。



下端部までエッジが無いので、狭い場所で車いすが直角に乗り入れしやすい設計です。

## STEP 3

- 収納しやすい自立設計です。
- 様々な段差に応じて長さを選択できる豊富なラインナップを取り揃えております。



- スロープの先端までアルミ加工を施すことにより、設置時にしっかりと固定できます。

## STEP 4



設置の際は必ず上端が4cm以上かかるべきで、ガタツキがないこと、走行面に異物がないことを確認したうえでご使用ください。

走行面にソフトなすべり止めを採用しているので、室内使用時にスロープの上を裸足で歩いても痛くありません。

**税込価格で表記しています。( 非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) 単位:CM**  
**サービスコード/スロープ 介護給付: 171008 予防給付: 671008**

ベッド・  
ベッド  
付属品

## ケアスロープJ


ケアメディックス

- スロープを2本つなぎ合わせることで高段差に対応。
- 3つのパーツに分割ができるので運搬、収納が容易です。
- 可搬型スロープでは無い約4mの長尺スロープになります。
- ジョイント台を使ってスロープをつなぎ合わせるタイプなので、軽ワゴンでも運搬可能です
- アルミ製脱輪防止エッジ(高さ2.5cm)の採用により、衝撃に強く、丈夫で安心です。

※全長、重さはジョイント台含む  
 ※ケアスロープJ用ジョイント台 幅78×長さ42.5×高さ21~26cm  
 ※スロープ2台とジョイント台をセットにしたときに介護保険適応となります



下端側ケアスロープ + ケアスロープJ用ジョイント台 + 上端側ケアスロープ = ケアスロープJ



商品名	スロープ全長	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CSJ-300	313	約28	28-1064-1	00093-000022	1,400 円	2,800 円	4,200 円	14,000 円
CSJ-325	338	約29	28-1065-1	00093-000023	1,400 円	2,800 円	4,200 円	14,000 円
CSJ-350W	363	約30	28-1100-1	00093-000044	1,400 円	2,800 円	4,200 円	14,000 円
CSJ-350	363	約30	28-1066-1	00093-000024	1,400 円	2,800 円	4,200 円	14,000 円
CSJ-375	388	約31	28-1101-1	00093-000045	1,600 円	3,200 円	4,800 冖	16,000 円
CSJ-390	403	約32	28-1067-1	00093-000025	1,600 円	3,200 円	4,800 冖	16,000 冓
CSJ-400	413	約32	28-1103-1	00093-000048	1,600 冮	3,200 冮	4,800 冮	16,000 冮
CSJ-415	428	約33	28-1102-1	00093-000046	1,700 冮	3,400 冮	5,100 冮	17,000 冮
CSJ-440	453	約34	28-1104-1	00093-000049	1,700 冮	3,400 冮	5,100 冮	17,000 冮
CSJ-480	493	約36	28-1105-1	00093-000051	1,800 冮	3,600 冮	5,400 冮	18,000 冮

## ケアスロープJ用ジョイント台

ケアメディックス

業界初の連結式スロープでさらなる高段差に対応

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品


スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



商品名	商品番号	商品コード
CS-J	28-1035-1	
幅: 78cm 長さ: 42.5cm 高さ: 21cm ~ 26cm 重さ: 約 12kg 耐荷重約: 300kg		
ご利用者負担額 (1割) 400 円	(2割) 800 円	月額レンタル料金 4,000 円
	(3割) 1,200 円	

ベッド・  
ベッド  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



## スロープ

## エコ段差スロープN

マツ六



76

置くだけ「つまずき」の原因の  
段差を解消!


商品名	高さ(cm)	奥行き(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
10N	1	4	0.2	28-1030-1	01265-000120	50円	100円	150円	500円
14N	1.4	6	0.3	28-1016-1	01265-000095	50円	100円	150円	500円
20N	2	8	0.6	28-1017-1	01265-000096	50円	100円	150円	500円
25N	2.5	10	1	28-1018-1	01265-000097	50円	100円	150円	500円
30N	3	12	1.3	28-1019-1	01265-000098	50円	100円	150円	500円
35N	3.5	14	1.9	28-1026-1	01265-000116	50円	100円	150円	500円
40N	4	16	2.3	28-1027-1	01265-000117	50円	100円	150円	500円
45N	4.5	18	2.9	28-1028-1	01265-000118	50円	100円	150円	500円
50N	5	20	3.6	28-1029-1	01265-000119	80円	160円	240円	800円
55N	5.5	22	4.7	28-1031-1	01265-000121	80円	160円	240円	800円
60N	6	24	5.7	28-1032-1	01265-000122	80円	160円	240円	800円

## 安心のご提案


滑りにくく、足にソフトな素材



端部は安心のラウンド加工


車イスや歩行者が  
側面からアプローチしても  
ラウンド加工されているので  
安心です。

安心のずれ防止仕様

置くだけずれにくい  
特殊仕様

勾配は全タイプ14°

断面図 ※敷居にピッタリと付けてください。

車イスでの段差越えや歩行での  
つまずき防止に安心です。

対応段差 全11タイプで室内の段差に幅広く対応します!

**税込価格で表記しています。( 非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) [単位:cm]**  
**サービスコード/スロープ 介護給付: 171008 予防給付: 671008**

ベッド・  
ベッド  
付属品

## インダースロープ

モルテン



●安心・安全への配慮

- ・ずれにくい素材で、置くだけで安全に使用可能。
- ・滑りにくい表面形状で、靴下や靴でも安心して使用可能。
- ・段差が小さく滑らかな形状なので、すり足でもつまづきにくく、車いすや歩行器でも楽に走行。



●色々な環境での使用

耐久性の高い特殊な素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用可能。



床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

商品名	商品名	商品名	商品名
<b>111cm×1cm</b>	<b>111cm×1.5cm</b>	<b>111cm×2cm</b>	<b>111cm×2.5cm</b>
重さ(kg)	重さ(kg)	重さ(kg)	重さ(kg)
0.2	0.5	0.8	1.0
商品コード	商品コード	商品コード	商品コード
28-1068-1	28-1069-1	28-1070-1	28-1071-1
ご利害者(1割) 金額	ご利害者(1割) 金額	ご利害者(1割) 金額	ご利害者(1割) 金額
<b>70</b> 円	<b>70</b> 円	<b>70</b> 円	<b>70</b> 円
(2割) 210 円 (3割)	(2割) 210 円 (3割)	(2割) 210 円 (3割)	(2割) 210 円 (3割)
商品名	商品名	商品名	商品名
<b>111cm×3cm</b>	<b>111cm×3.5cm</b>	<b>111cm×4cm</b>	<b>111cm×4.5cm</b>
重さ(kg)	重さ(kg)	重さ(kg)	重さ(kg)
1.7	2.5	2.1	3.2
商品コード	商品コード	商品コード	商品コード
28-1072-1	28-1073-1	28-1074-1	28-1075-1
ご利害者(1割) 金額	ご利害者(1割) 金額	ご利害者(1割) 金額	ご利害者(1割) 金額
<b>80</b> 円	<b>80</b> 円	<b>90</b> 円	<b>90</b> 円
(2割) 240 円 (3割)	(2割) 240 円 (3割)	(2割) 270 円 (3割)	(2割) 270 円 (3割)
商品名	商品名	商品名	商品名
<b>111cm×5cm</b>	<b>111cm×5.5cm</b>	<b>111cm×6cm</b>	<b>76cm×1cm</b>
重さ(kg)	重さ(kg)	重さ(kg)	重さ(kg)
4.4	3.9	5.5	0.1
商品コード	商品コード	商品コード	商品コード
28-1076-1	28-1077-1	28-1078-1	28-1079-1
ご利害者(1割) 金額	ご利害者(1割) 金額	ご利害者(1割) 金額	ご利害者(1割) 金額
<b>100</b> 円	<b>100</b> 円	<b>100</b> 円	<b>50</b> 円
(2割) 300 円 (3割)	(2割) 300 円 (3割)	(2割) 300 円 (3割)	(2割) 150 円 (3割)
商品名	商品名	商品名	商品名
<b>76cm×1.5cm</b>	<b>76cm×2cm</b>	<b>76cm×2.5cm</b>	<b>76cm×3cm</b>
重さ(kg)	重さ(kg)	重さ(kg)	重さ(kg)
0.3	0.6	0.7	1.1
商品コード	商品コード	商品コード	商品コード
28-1080-1	28-1081-1	28-1082-1	28-1083-1
ご利害者(1割) 金額	ご利害者(1割) 金額	ご利害者(1割) 金額	ご利害者(1割) 金額
<b>50</b> 円	<b>50</b> 円	<b>50</b> 円	<b>50</b> 円
(2割) 150 円 (3割)	(2割) 150 円 (3割)	(2割) 150 円 (3割)	(2割) 150 円 (3割)
商品名	商品名	商品名	商品名
<b>76cm×3.5cm</b>	<b>76cm×4cm</b>	<b>76cm×4.5cm</b>	<b>76cm×5cm</b>
重さ(kg)	重さ(kg)	重さ(kg)	重さ(kg)
1.7	1.4	2.1	2.9
商品コード	商品コード	商品コード	商品コード
28-1084-1	28-1085-1	28-1086-1	28-1087-1
ご利害者(1割) 金額	ご利害者(1割) 金額	ご利害者(1割) 金額	ご利害者(1割) 金額
<b>50</b> 円	<b>50</b> 円	<b>50</b> 円	<b>80</b> 円
(2割) 150 円 (3割)	(2割) 150 円 (3割)	(2割) 150 円 (3割)	(2割) 240 円 (3割)
商品名	商品名	商品名	商品名
<b>76cm×5.5cm</b>	<b>76cm×6cm</b>	<b>76cm×6.5cm</b>	
重さ(kg)	重さ(kg)	重さ(kg)	
2.6	3.7	4.7	
商品コード	商品コード	商品コード	
28-1088-1	28-1089-1	28-1090-1	
ご利害者(1割) 金額	ご利害者(1割) 金額	ご利害者(1割) 金額	
<b>80</b> 円	<b>80</b> 円	<b>80</b> 円	
(2割) 240 円 (3割)	(2割) 240 円 (3割)	(2割) 240 円 (3割)	
商品名	商品名	商品名	